

抗 FLAG 小鼠单克隆抗体（M2 表位）



Version: HBRG-AB-002

产品信息

	产品名称	抗 FLAG 小鼠单克隆抗体(M2 表位)
	货号	HB-Tag001-Ab-1
	描述	小鼠单克隆抗体，针对 DDDDK 标签(M2 表位)，结合 FLAG®标签序列，由哺乳动物细胞表达
	宿主来源	Mouse
	测试应用	WB、Flow Cyt
	种属反应性	与物种无关
	标记	mFc
	偶联物	无
	免疫原	合成多肽
	规格	100ul/1ml/10ml
	常规说明	该产品是一种重组单克隆抗体，具有以下几方面的优势： - 高批次间一致性和可重复性 - 灵敏度和特异性提高
性能	形式	液体
	存放说明	在-20℃的无菌条件下储存。避免反复冻融循环。保质期 1 年。
	存储溶液	PBS、甘油和防腐剂 Proclin300, pH 7.2-7.4
	纯度	≥95% (SDS-PAGE)
	克隆	单克隆
	同种型	IgG
	研究领域	标签蛋白
相关产品	其它	HRP 偶联抗 FLAG 小鼠单克隆抗体(M2 表位)
应用	使用条件	WB 1:3000; Flow Cytometry 1:500-1:1000
靶标	相关性	用于定位和表征 DDDDK 标记蛋白的工具（与 FLAG®标签序列结合）
	别名	DDDDK epitope tag antibody; DYKDDDDK (also known as the FLAG® tag sequence) antibody ; DYKDDDDK antibody ; DYKDDDDK tag antibody

图片	WB	
----	----	---